



JOYCEclinic FF

Máscara descartable para uso en paciente único

Cuidado domiciliario
Pneumología
Neonatología
Anestesia
VENTILACIÓN INTENSIVA
Diagnóstico del sueño
Mantenimiento
Asistencia al paciente

JOYCEclinic FF

SIN CONCESIONES.

Con nuestra nueva máscara oronasal descartable para uso en paciente único para la ventilación no invasiva aguda, disfrutará de la habitual calidad de Löwenstein Medical. A pesar del énfasis por reducir costos en el ámbito hospitalario, no tendrá que hacer concesiones.

JOYCEclinic FF permite un ajuste de la máscara sencillo y rápido y al mismo tiempo una colocación segura y cómoda, incluso bajo presiones de hasta 50 cmH₂O. Con la disponibilidad de 4 codos distintos intercambiables, dispondrá de la máscara adecuada para cada situación y combinación de aparatos.

Las cintas de la cabeza, que permanecen estables incluso a presiones elevadas, se pueden soltar de forma fácil y rápida gracias a la altamente indentificable cinta de remoción rápida.

JOYCEclinic FF está disponible en 3 tamaños en las siguientes opciones: sin puerto exhalatorio, sin puerto exhalatorio y con VAA (tipo fugas 1) y con puerto exhalatorio y VAA (tipo fugas 2). El adaptador para endoscopia, disponible como práctico accesorio, permite realizar una broncoscopia sin necesidad de interrumpir la ventilación.

CODOS INTERCAMBIABLES



Sin puerto exhalatorio
ni VAA*



Sin puerto exhalatorio
y con VAA* (fugas 1)



Con puerto exhalatorio
y VAA* (fugas 2)



Adaptador para
endoscopia

*VAA = válvula anti-asfixia





ELEVADAS EXIGENCIAS, AJUSTE PERFECTO

- Almohadilla de la máscara estable a presiones elevadas y ajuste automático del soporte frontal
- Cintas diseñadas para elevadas presiones
- Ajuste excelente en 3 tamaños

MÁXIMA SEGURIDAD EN TODO MOMENTO

- Cinta de remoción integrada e identificable por su color para casos de emergencia
- La máscara descartable para uso en paciente único evita contaminaciones cruzadas
- Manejo sencillo para una máxima seguridad terapéutica

MÁXIMA EFICIENCIA EN TODOS LOS ÁMBITOS

- Envase de doble cámara para un manejo higiénico y seguro
- Calidad excelente a precio competitivo
- Correcta determinación del tamaño mediante una plantilla de ajuste

APLICACIÓN UNIVERSAL, PARA TODOS LOS SISTEMAS

- Apta para todos los aparatos de ventilación convencional
- Cuatro codos intercambiables para todas las aplicaciones clínicas
- Realización de endoscopia mientras se administra ventilación

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Artículo, 1 unidad por embalaje	N.º de artículo	Artículo, 10 unidades por embalaje	N.º de artículo
JOYCEclinic FF sin puerto exhalatorio ■ Tamaño S ■ Tamaño M ■ Tamaño L	WM 26805 WM 26815 WM 26825	JOYCEclinic FF sin puerto exhalatorio ■ Tamaño S ■ Tamaño M ■ Tamaño L	WM 26857 WM 26858 WM 26859
JOYCEclinic FF sin puerto ex. + VAA (fugas 1) ■ Tamaño S ■ Tamaño M ■ Tamaño L	WM 26845 WM 26855 WM 26865	JOYCEclinic FF sin puerto ex. + VAA (fugas 1) ■ Tamaño S ■ Tamaño M ■ Tamaño L	WM 26869 WM 26870 WM 26871
JOYCEclinic FF con puerto ex. (fugas 2) ■ Tamaño S ■ Tamaño M ■ Tamaño L	WM 26840 WM 26850 WM 26860	JOYCEclinic FF con puerto ex. (fugas 2) ■ Tamaño S ■ Tamaño M ■ Tamaño L	WM 26866 WM 26867 WM 26868
Cintas para la cabeza JOYCEclinic FF (5 unidades)	WM 26835		
Adaptador para endoscopia	WM 15864		

DATOS TÉCNICOS

Clase de producto según la Directiva 93/42/CEE	Ila	Rango de presión terapéutica	0-50 cmH ₂ O
Cono para conexión de tubo flexible conforme a EN ISO 5356-1	Ø 22 mm (hembra)	Volumen de espacio muerto geométrico ■ Tamaño S ■ Tamaño M ■ Tamaño L	210 ml 240 ml 290 ml

